VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Der gefräste Zahn für langlebige Voll- und Teilprothesen



VITA Zähne aus der multichromatischen Kompositronde VIONIC DENT DISC multiColor

Lukas Wichnalek und Arbnor Saraci, Zahntechnik Wichnalek — HIGHFIELD DESIGN, Augsburg, Deutschland

Bei der Fertigung von Kombinationsprothetik gehörte es zum Alltag, Konfektionszähne basal und okklusal zu modifizieren. Jeder Zahn musste einzeln in die Hand genommen und an die Gerüststruktur angepasst werden. Das Zahnmaterial auf Gerüsten individuell aus einem Guss CAD/CAM-gestützt zu fertigen, ist der nächste logische Schritt. Die VITA VIONIC DENT DISC multiColor kommt aus einem Unternehmen, in dem das Wissen über Konfektionszähne seit 100 Jahren historisch gewachsen ist, Teil der DNA und des Namens ist: VITA Zahnfabrik.

Die multichromatische Ronde aus der bewährten VITA MRP (Microfiller Reinforced Polymermatrix) Kompositrezeptur bietet für Kombinationsprothetik jetzt die gewohnte Qualität und Ästhetik von VITA Premiumzähnen, die patientengerecht und passgenau in der Konstruktionssoftware entstehen. Im folgenden Interview berichten Lukas Wichnalek und Arbnor Saraci (beide Zahntechnik Wichnalek — HIGHFIELD DESIGN, Augsburg, Deutschland), wie sie die Ronde erfolgreich einsetzen.


Finales Ergebnis





Warum haben Sie sich bei der CAD/CAM-gestützten Fertigung von Kombinationsprothetik für die VITA VIONIC DENT DISC multiColor entschieden? Für welche Arbeiten verwenden Sie das Material?

Lukas Wichnalek: Die VITA Premiumzähne haben sich laborseitig und klinisch bewährt. Wir selbst verwenden den VITAPAN EXCELL, den VITAPAN LINGOFORM und den VITA PHYSIODENS. Als wir erfuhren, dass es einen multichromatischen Rohling aus dem gleichen Kompositmaterial geben wird, der dieselbe Bearbeitbarkeit, Abrasionsstabilität und Ästhetik für den digitalen Workflow bietet, sind wir natürlich sofort neugierig geworden.



Konstruktion mit Zirkondioxidstegen, Sekundärgerüst aus PEEK und Zähnen aus der VITA VIONIC DENT DISC multiColor.

Was wären die Alternativen für die Fertigung der Zahnelemente und welche Vorteile bietet in diesem Zusammenhang die VITA VIONIC DENT DISC multiColor?

Lukas Wichnalek: Natürlich könnten auch weiterhin Konfektionszähne ausgeschliffen und angepasst werden. Eine Kompositschichtung auf dem Sekundärgerüst ist auch eine Variante, allerdings ist das sehr zeitaufwendig und fordert Erfahrung. Auch die Injektionstechnik mit fließfähigem Komposit ist möglich, wobei hier im Vorfeld die Herstellung eines Prototyps ziemlich lange dauert und so auch kein Farbverlauf entstehen kann.



Aus der VITA VIONIC DENT DISC multiColor lässt sich das Zahnmaterial hauchdünn herausschleifen.

Arbnor Saraci: Die VITA VIONIC DENT DISC multiColor ermöglicht uns in der bewährten Qualität der Konfektionszähne, das Zahnmaterial individuell und passgenau aus einem Guss in der CAD-Software entstehen zu lassen. Wir benutzen das Kompositmaterial für die Implantat- und die Teilprothetik. Das mühsame Ausschleifen einzelner Zähne für die Anpassung an Gerüststrukturen gehört in unserem Labor damit der Vergangenheit an.

Arbnor Saraci: In der VITA VIONIC DENT DISC multiColor ist im Gegensatz dazu der Farbverlauf schon integriert und ich erhalte nach der CAD/CAM-gestützten Fertigung ein absolut blasenfreies Zahnmaterial. Auch hinsichtlich der Abrasionsstabilität und der generellen Langlebigkeit sind Zahnkränze, die an einem Stück herausgefräst werden, sicherlich robuster als manuell geschichtetes oder injiziertes Komposit.



Wie gehen Sie bei der Ausarbeitung der VITA VIONIC DENT DISC multiColor vor? Wie ging das Finishing von der Hand?

Lukas Wichnalek: Das Zahnmaterial kommt schon sehr präzise aus der Fräseinheit. Die Mikromorphologie, die wir aus unserer Zahndatenbank auswählen, ist also per se schon sehr schön umgesetzt. Nach dem Herauslösen des Werkstücks aus der VITA VIONIC DENT DISC multiColor kann ich mich so sofort auf die Feinheiten konzentrieren, also auf die Mikromorphologie, die Textur und die Politur.



Die implantatprothetischen Komponenten passten präzise zueinander.



Der auf dem Sekundärgerüst befestigte Zahnkranz zeigte eine lebendige Transluzenz.

Arbnor Saraci: Das Kompositmaterial der VITA VIONIC DENT DISC multiColor lässt sich wirklich einfach verarbeiten und gut polieren. Wir verwenden dafür zuerst kreuzverzahnte Fräsen und anschließend feine diamantierte Schleifinstrumente. Es folgt die einfache Vorpolitur mit dem VITA ENAMIC Polishing Set technical und die kurze Hochglanzpolitur mit dem auf das Material abgestimmten VITA Polish Hybrid in Kombination mit einer Ziegenhaarbürste und einem Lederschwabbel.



Der grazile Zahnkranz aus der VITA VIONIC DENT DISC multiColor ließ sich passgenau auf dem Sekundärgerüst positionieren.



Die Basis wurde mit einem Kaltpolymerisat aufgebaut und anschließend für die Individualisierung sandgestrahlt.

Welches Feedback haben Sie bisher aus der Praxis hinsichtlich der Ästhetik der VITA VIONIC DENT DISC multiColor bekommen?

Lukas Wichnalek: Natürlich stimmt die Farbe zu den VITA Farbstandards. Man kauft mit dem Rohling also automatisch schon die richtige Farbe. Das ist gerade im Hinblick auf die Teilprothetik ein riesiger Vorteil. Auch die Farbtreue zum Verblendkomposit VITA VM LC flow ist ein großer Vorteil, um schnell eine grundlegende farbliche Harmonie zwischen Teleskopen und dem Zahnmaterial aus der VITA VIONIC DENT DISC multiColor zu schaffen.

Arbnor Saraci: Und der Clou ist, dass der Rohling mit seinem integrierten Farbverlauf für ein natürliches Erscheinungsbild des Zahnmaterials sorgt. Durch den ausgewogenen Farbgradienten entsteht in der dünneren Schneide automatisch eine lebendige Transluzenz. Die individuell aus der VITA VIONIC DENT DISC multiColor gefertigten Zähne kommen deswegen bei unseren Kunden und vor allem den Patienten richtig gut an.





Die fertige implantatprothetische Arbeit nach der mukogingivalen Reproduktion mit dem Verblendkomposit VITA VM LC *flow*.



Makroskopischer Blick auf die Seitenzähne mit natürlicher Transluzenz und Farbverlauf.



Das lebendig wirkende Zahnmaterial aus der VITA VIONIC DENT DISC multi-Color in der lateralen Ansicht.



Die VITA VIONIC DENT DISC multiColor bietet die Ästhetik und Funktionalität von VITA Premiumzähnen.

Weitere Informationen und Fallberichte auf: www.vita-zahnfabrik.com/VIONIC

