

HELSINKI

5.12.2025

VITA

VITA LUMEX® UNIQUE

SÄVYTTÄ JA VIIMEISTELE

CAD/CAM-RESTAURAATIOT TÄYDELLISESTI MIKROKERROSTAMALLA!

Tällä maksuttomalla päiväkurssilla opit viimeistelemään ja karakterisoimaan kokokeraamiset restauraatiot uudella VITA LUMEX® UNIQUE -nestemäisellä keraamilla. Tällä uudella VITAn mikrokerrostusmateriaalilla nostat restauraation lopputuloksen uudelle tasolle – helposti ja vaivatta.

Koulutus HELSINKI

Aika: pe 5.12.2025 klo 9.00–15.00

Paikka: Plandent Oy,
Asentajankatu 6, B-talo, 00880 Helsinki



Kouluttaja: Hammasteknikko Jukka Wichmann

Kurssi on maksuton, ja siihen sisältyy kurssimateriaali, työmalli, rungot sekä lounas ja kahvi. Ota mukaasi omat työvälineet ja instrumentit (poranterät, siveltimet, maaliväriälasta ym.). Kurssi pidetään suomeksi.

Sitovat ilmoittautumiset 21.11.2025 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme 50 € peruutusmaksun. Otamme kurssille 20 osallistujaa – varaa siis paikkasi nopeasti!

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:

Teemu Visuri | VITA Zahnfabrik
t.visuri@vita-zahnfabrik.com
puh. 0400 585 806

Plandent Oy
puh. 020 347 347



SÄVYTYÄ JA VIIMEISTELE

CAD/CAM-RESTAURAATIOT TÄYDELLISESTI MIKROKERROSTAMALLA!

KURSSIN SISÄLTÖ

Työstämme kurssilla kaksi restauraatiota:


- VITA YZ MULTI TRANSLUCENT (zirkonio) etu- ja taka-alueen kruunut

Työstöön sisältyy zirkonian käsittely, pintarakenteen muotoilu, karakterisointi VITA LUMEX UNIQUE -mikrokerrostusmateriaalilla sekä lopullinen lasitus.

Lisäksi Jukka Wichmann demostroii VITA YZ MULTI TRANSLUCENT (zirkonio) 3-yksikön sillan gingiva-alueen kerrostamisen.

Kurssin päämäärät ja tavoitteet:

- Oikean materiaalin valinta eri käyttökohteisiin
- VITA LUMEX UNIQUE - mikrokerrostusmateriaalien käyttö niin, että lopputulos vastaa jäännöshampaita ja haluttua estetiikkaa
- Pinnan muotoilu ja kiillotustekniikat



VITA LUMEX® UNIQUE

Uusi käyttövalmis nestemäinen keraaminen VITA LUMEX UNIQUE mahdollistaa kolmiulotteisen karakterisoinnin sekä nopean ja ultraohuen mikrokerrostuksen zirkoniumoksidille, litiumdisilikaatille ja maasälpäkeramille.

Nestemäinen keraaminen järjestelmä koostuu fluoresoivista käyttövalmiista pastoista, jotka mahdollistavat ainutlaatuisen estetiikan ja kolmiulotteiset syvyysvaikutukset. Välittömästi näkyvät tulokset: muoto, sävy ja tehosteet pysyvät samoina ennen polttoa ja sen jälkeen. Alhainen 750 °C polttolämpötila säilyttää kuvion pintaominaisuudet, jolloin vain yhdellä poltolla voidaan saavuttaa luotettavat ja esteettiset tulokset.

Valmistaja: VITA Zahnfabrik | CE XXXX MD VITA LUMEX UNIQUE | CE 0124 MD VITA YZ MULTI TRANSLUCENT