

Digital Dentures: **Your Next Level**



VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX

Produrre protesi parziali flessibili in modo rapido ed economicamente conveniente con la stampa 3D per l'uso temporaneo.



Protesi digitale

VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX

Materiale di stampa 3D per la produzione di basi protesiche flessibili

Grazie alle protesi digitali è possibile andare oltre le sole protesi totali: VITA VIONIC BASE RESIN FLEX consente di produrre protesi parziali per l'utilizzo temporaneo. Precise, efficienti e comode. Portate nuova leggerezza nell'operatività quotidiana del laboratorio producendo riabilitazioni economicamente efficienti in modo rapido e affidabile. Il processo di produzione digitale garantisce un lavoro più efficiente e consente la produzione riproducibile di più protesi parziali in un unico ciclo di stampa. Il materiale flessibile offre un elevato comfort e soddisfa le esigenze che molti pazienti nutrono per i restauri non metallici. Le varianti cromatiche non coprenti lasciano trasparire il colore individuale delle gengive, contribuendo così a un'estetica naturale. Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di riparare ed estendere le protesi con ganci stampate. Rispetto ai metodi di iniezione classici, sono anche notevolmente più facili da lucidare.

Usate materiali perfettamente abbinati tra loro con la comprovata qualità VITA. Affidatevi a flussi di lavoro sicuri, combinati con numerose stampanti e unità di polimerizzazione finale convalidate.



Elenco dei prodotti convalidati



Economico

Produzione efficiente, a risparmio di materiale ed economica di protesi parziali flessibili per l'uso temporaneo, dalla qualità riproducibile e con un risparmio di tempo evidente.

Confortevole

Materiale flessibile e privo di metalli, dall'estetica naturale e con un elevato comfort. La cromatizzazione non coprente lascia trasparire il colore individuale delle gengive; inoltre, la protesi resta riparabile ed ampliabile.

Semplice

Flussi di lavoro sicuri grazie all'adesione chimica tra la base e i denti, buone caratteristiche di fresabilità e lucidatura a specchio brillante.



“Grazie a VITA VIONIC BASE RESIN FLEX posso progettare e produrre protesi parziali in modo più rapido, preciso ed economico. I pazienti apprezzano il comfort e l'aspetto naturale, senza ganci di metallo e senza compromessi. Un'innovazione che va a vantaggio di tutti.”

Darius Northey
All Smiles Denture Clinic, Australia

Combinazione intelligente.

Livello Economy

Flusso di lavoro per la stampa 3D efficiente

- 1) Stampa della base protesica e dei denti
- 2) Lavaggio
- 3) Controllo della precisione
- 4) Fissaggio in resina
- 5) Polimerizzazione
- 6) Lucidatura

Il vantaggio: riabilitazioni stampare di qualità robusta, prodotte in modo economico ed efficiente dal punto di vista dei tempi.



Livello Smart

Flusso di lavoro per la combinazione con denti fresati

- 1) Stampa, lavaggio e polimerizzazione della base protesica
- 2) Fresaggio e separazione dei denti
- 3) Controllo della precisione
- 4) Precondizionamento con primer
- 5) Fissaggio in resina
- 6) Polimerizzazione
- 7) Lucidatura

Il vantaggio: andamento cromatico integrato e semplicità di lucidatura dei denti per una maggiore estetica.



Confronto tra tipi di produzione

Criterio di valutazione	Design digitale	Precisione	Materiale omogeneo	Riparabile e ampliabile	Tenacità a rottura Flessibilità	Lucidabilità/ Lucidabilità a specchio	Tempo di produzione	Invio	Costi
Stampa con VITA VIONIC BASE RESIN FLEX	✓ Si con procedimento CAD/CAM	✓ Buona	✓ Si a seguito di accurata agitazione	✓ Si	●●●○	●●●○ Buona lucidabilità	●●●● Procedimento più rapido	●●●● Asciutto e stabile	€ Medio
Fresaggio	✓ Si con procedimento CAD/CAM	✓ ottimo	✓ Si	✗ No	●○○○	●●●● Ottima lucidabilità	●●●○ Moderato	●●●● Asciutto e stabile	€€€ Elevato
Iniezione convenzionale	✗ No manuale	✗ Limitata	✗ No	✗ No	●●●●	●○○○ Lucidabilità con difficoltà	●○○○ Richiede molto tempo	●○○○ In acqua	€€ Medio



Soluzioni adatte al workflow.



1. Processo CAD

Nel modulo per le protesi digitali per mezzo della libreria di denti digitale VITA VIONIC DIGITAL VIGO oppure nel modulo per le protesi parziali



2. Produzione della base protesica

VITA VIONIC BASE RESIN FLEX



3. Stampa o fresaggio di denti protesici

VITA VIONIC DENT RESIN oppure
VITA VIONIC DENT DISC multiColor



4. Fissaggio

VITA VIONIC BASE RESIN FLEX



Altre
soluzioni del
flusso di lavoro
disponibili qui



5. Individualizzazione

VITA AKZENT LC, VITA VM LC *flow*



Siamo a vostra disposizione.

Hotline Supporto vendite

Telefono +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Nord America

USA: +1 800-828-3839
Supporto tecnico USA: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Hotline tecnica

Telefono +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Canada

Canada: +1 800-263-4778
Supporto tecnico Canada: +1 800-324-6224



Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non ci assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di imperizia nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Edizione di questa brochure di prodotto: 2026-01

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile sul sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati:

CE 0124: VITA VIONIC® DENT DISC multiColor,
VITA AKZENT® LC und VITAVM® LC *flow*

detax GmbH è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati:

CE 0483: VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX,
VITA VIONIC® DENT RESIN

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

MD



Per ulteriori informazioni su VITA VIONIC BASE RESIN FLEX
scansionare il QR-Code
<https://hs.vita-zahnfabrik.com/it/vita-vionic-base-resin-flex>



VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

